

製品別、新型コロナウイルス対応 使用可能消毒剤一覧（中水準以上）

下記でご紹介している消毒剤については弊社で機器の性能には影響が無いことを確認しております。それ以外の薬剤で清拭する場合はお客様の責任で実施して頂きますようお願い申し上げます。

清拭箇所	臨床化学分析装置
製品外装部	<p><使用可能な消毒剤></p> <ul style="list-style-type: none"> ■消毒用エタノール <p>※サンプルカバー(透明窓)除きます。</p>
装置内部	<ul style="list-style-type: none"> ■取扱説明書の記載に従って、お湯または水による清掃や乾拭きをして下さい。