

## 製品別、新型コロナウイルス対応 使用可能消毒剤一覧（中水準以上）

装置の取扱説明書に記載の弊社推奨の消毒剤に加え、下記でご紹介している消毒剤については弊社で機器の性能には影響が無いことを確認しております。それ以外の薬剤で清拭する場合はお客様の責任で実施して頂きますようお願い申し上げます。

清拭箇所	超音波画像診断装置
製品外装部 及び プローブ (中水準)	<p>&lt;使用可能な消毒剤&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ イソプロピルアルコール 75%</li> <li>■ エタノール 75%</li> <li>■ 次亜塩素酸ナトリウム塩 0.5%</li> <li>■ 過酸化水素 3%</li> <li>■ 第 4 級アンモニウム塩</li> </ul>
プローブ (高水準)	<p>&lt;使用可能な消毒剤&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ グルタルアルデヒド</li> <li>■ オルトフタルアルデヒド</li> </ul>
iViz air 製品外装部	<p>&lt;使用可能な消毒剤&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 日本薬局方消毒用エタノール</li> </ul> <p>※次亜塩素酸ナトリウムに関しては耐性未確認です。</p>
iViz air プローブ	<p>&lt;使用可能な消毒剤&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ステリハイド L 実用液 2W/V%液</li> </ul>